

## Aeroplus 5

<b>HMV-Nr.</b>	<b>beantragt</b>
Bezeichnung	Sauerstoffkonzentrator
Gesamtbreite (cm)	29
Gesamttiefe (cm)	40
Gesamthöhe (cm)	60
Gewicht (kg)	ca. 15
Flow-Einstellung (l/min)	0-5
O <sub>2</sub> -Konzentration (l/min)	1 bis 3 / 95% -3% 3 bis 4 / 93% +/-3% 4 bis 5 / 85% +/-3%
Schalldruckpegel (dB A)	< 40
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>504</b>
<b>Preis (Euro)</b>	<b>1.569,00</b>

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.