

Luggie

Klappbarer Scooter

• Bezeichnung	Luggie
• Max. Böschungswinkel	6°
• Max. Steigfähigkeit	6°
• Farben	weiß
• Gesamtlänge (Fahrposition)	95 cm
• Gesamtlänge (gefaltet)	60,5 cm
• Gesamtbreite	45 cm
• Gesamtgewicht mit Lithium Batterie	25 kg
• Gewicht 10Ah Batterie	2,5 kg Li-Polymer
• Wendekreis	96 cm
• Max. Geschwindigkeit	6 km/h
• Reichweite	mit 10 AH Batterien bis zu 17 km
• Bodenfreiheit	6,4 cm
• Max. Belastbarkeit	113 kg
• Sitz	Faltbar; PU
• Antrieb	Hinterradantrieb, automatic, 24 volt DC motor Elektromechanisches Bremssystem
• Duales Bremssystem	Type: PU
• Bereifung	Vorne 6" / hinten 7"
• Garantie	1 Jahr

