

## Technische Daten

### brado Serienausstattung

<b>Typ S:</b>	Höhe	67-82 cm
	Sitzhöhe	52,5 cm
	Höhe zusammengeklappt	67 cm
<b>Typ M:</b>	Höhe	78-102 cm
	Sitzhöhe	62,5 cm
	Höhe zusammengeklappt	78 cm
	Länge	66 cm
	Breite	60 cm
	Breite zusammengeklappt	22 cm
	Gewicht	7,1 kg
	Max. Nutzergewicht	150 kg
	Max. Zuladung Netz/Tasche/Korb	5 kg