

## Primo Amico Technische Daten

Hilfsmittelnummer	18.50.02.2070	18.50.02.2070	18.50.02.2070	18.50.02.3017	18.50.02.3017
Farbe	silber	silber	silber	silber	silber
Sitzbreite (cm)	39	42	45	48	51
Sitztiefe (cm)	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44
Sitzhöhe (cm)	50 (42-53)	50 (42-53)	50 (42-53)	50 (42-53)	50 (42-53)
Rückenhöhe (cm)	40	40	40	40	40
Seitenteilhöhe (cm)	22	22	22	22	22
Gesamtbreite* (cm)	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5
Gesamthöhe (cm)	92	92	92	92	92
Gesamtlänge (cm)	102	102	102	102	102
Gesamtlänge o. Beinstützen (cm)	73	73	73	73	73
Maß gefaltet (cm)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120	130***	130***
Gewicht** (kg)	16,4	16,6	16,9	17,7	17,9

\*mit Trommelbremse plus 3cm \*\*komplett mit Beinstützen und Seitenteilen \*\*\*mit Doppelkreuzstrebe