

## Gehgestell XXL mit Armauflage

## Gehgestell XXL ohne Armauflage

<b>HMV-Nr.</b>		
Bezeichnung	Gehgestell XXL mit Armauflage	Gehgestell XXL ohne Armauflage
Farbe	Blau-Silber	Grün-Silber
Gesamtlänge (cm)	80	80
Gesamtbreite (cm)	80	80
Gesamthöhe (cm)	100–130	78–101
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325
Gewicht (kg)	20	15
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>10104</b>	<b>10105</b>
<b>Preis (Euro)</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.