

DTRS XXL

HMV-Nr.			
Bezeichnung	Duschtoiletten-Rollstuhl		
Farbe	Weiß-Blau		
Gesamtlänge (cm)	132	132	
Gesamtbreite (cm)	87	97	
Gesamthöhe (cm)	100	100	
Sitzbreite (cm)	61	71	
Sitztiefe (cm)	56	56	
Sitzhöhe (cm)	55	55	
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325	
Gewicht (kg)	28	31	
Artikel-Nr.	Standard-Armlehnen:	12002	12003
Preis (Euro)		auf Anfrage #	auf Anfrage #
Artikel-Nr.	Butterfly-Armlehnen:	12006	12007
Preis (Euro)		auf Anfrage #	auf Anfrage #

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

#: MwSt. 7%