

DTS XXL

HMV-Nr.		
Bezeichnung	Duschtoilettenstuhl	
Farbe	Weiß-Blau	
Gesamtlänge (cm)	112	112
Gesamtbreite (cm)	67	77
Gesamthöhe (cm)	100	100
Sitzbreite (cm)	61	71
Sitztiefe (cm)	56	56
Sitzhöhe (cm)	55	55
Max. Belastbarkeit (kg)	325	325
Gewicht (kg)	25	28
Artikel-Nr. Standard-Armlehnen:	12000	12001
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr. Butterfly-Armlehnen:	12004	12005
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

#: MwSt. 7%