

Eclipse

HMV-Nr.

Bezeichnung	Rollstuhl extrabreit
Farbe	Schwarz-Rot
Sitzbreite (cm)	50/55/61/66/72/82/92/102
Sitztiefe (cm)	41-56
Sitzhöhe (cm)	36-51
Rückenhöhe (cm)	64 + 76
Seitenteilhöhe (cm)	28-32
Gesamtbreite (cm)	Sitzbreite + 18
Gesamthöhe (cm)	103
Gesamtlänge (cm)	122
Max. Belastbarkeit (kg)	270
Gewicht* (kg)	27

Artikel-Nr.	Sitzbreite 50: 12010	Sitzbreite 72: 12014
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr.	Sitzbreite 55: 12011	Sitzbreite 82: 12015
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr.	Sitzbreite 61: 12012	Sitzbreite 92: 12016
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr.	Sitzbreite 66: 12013	Sitzbreite 102: 12017
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt. * mit Einkaufskorb
#: MwSt. 7%