

Eclipse Tilt

HMV-Nr.		
Bezeichnung	Rollstuhl extrabreit, winkelverstellbar	
Farbe	Schwarz-Blau	
Sitzbreite (cm)	50/55/61/66/72/82	
Sitztiefe (cm)	41-56	
Sitzhöhe (cm)	36-51	
Rückenhöhe (cm)	64 + 76	
Seitenteilhöhe (cm)	28-32	
Gesamtbreite (cm)	Sitzbreite + 18	
Gesamthöhe (cm)	103	
Gesamtlänge (cm)	120	
Max. Belastbarkeit (kg)	270	
Gewicht* (kg)	32	
Artikel-Nr.	Sitzbreite 50: 12020	Sitzbreite 72: 12024
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr.	Sitzbreite 55: 12021	Sitzbreite 82: 12025
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr.	Sitzbreite 61: 12022	Sitzbreite 92: 12026
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#
Artikel-Nr.	Sitzbreite 66: 12023	Sitzbreite 102: 12027
Preis (Euro)	auf Anfrage#	auf Anfrage#

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt. * mit Einkaufskorb

#: MwSt. 7%