

## Primo Basico XL

HMV-Nr.	18.50.02.3026	
Bezeichnung	Faltrollstuhl extrabreit Silbermetallic	
Sitzbreite (cm)	56	
Sitztiefe (cm)	46	
Sitzhöhe (cm)	51	
Rückenhöhe (cm)	47	
Seitenteilhöhe (cm)	22	
Gesamtbreite* (cm)	77	
Gesamthöhe (cm)	92	
Gesamtlänge (cm)	113 (76 ohne Beinstützen)	
Maß gefaltet (cm)	27,5	
Max. Belastbarkeit (kg)	170***	
Gewicht** (kg)	23,5	
<b>Artikel-Nr.</b>	Seitenteile Desk / anpassb. Rücken	<b>12056D</b>
<b>Preis (Euro)</b>		<b>1.439,00 #</b>
<b>Artikel-Nr.</b>	Seitenteile Lang / anpassb. Rücken	<b>12056L</b>
<b>Preis (Euro)</b>		<b>1.439,00 #</b>
<b>Artikel-Nr.</b>	Seitenteile Desk / Trommelbremse	<b>12256D</b>
<b>Preis (Euro)</b>		<b>1.629,00 #</b>
<b>Artikel-Nr.</b>	Seitenteile Lang / Trommelbremse	<b>12256L</b>
<b>Preis (Euro)</b>		<b>1.629,00 #</b>

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

#: MwSt. 7%

\* mit Trommelbremse plus 3 cm

\*\*\* mit Doppelkreuzstrebe

\*\* komplett mit Beinstützen und Seitenteilen