

## Rollator XXL

<b>HMV-Nr.</b>	<b>10.50.04.1137</b>
Bezeichnung	Rollator XXL
Farbe	Silber
Sitzbreite (cm)	60
Sitztiefe (cm)	34
Sitzhöhe (cm)	54
Gesamtbreite (cm)	71
Gesamthöhe (cm) einstellbar	82–92,5
Gesamtlänge (cm)	73
Breite zwischen Handgriffen (cm)	–
Maß gefaltet (cm)	30
Max. Belastbarkeit (kg)	200
Gewicht (kg)	12,6*
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>340 NPU</b>
<b>Preis (Euro)</b>	<b>399,00</b>

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt. \* mit Einkaufskorb