

	Agin 6 km/h	Agin 10 km/h
HMV-Nr.	18.51.05.1018	
Bezeichnung	Scooter	Scooter
Farbe	Silber	Silber
Sitzhöhe (cm)*	43/46/49/52	43/46/49/52
Gesamtbreite (cm)	56	56
Gesamtlänge ohne Zubehör (cm)	124	124
Geschwindigkeit (km/h)	6	10
Wenderadius (cm)	120	120
Max. Steigfähigkeit (%)	12	12
Reichweite (km)	ca. 46	ca. 46
Motorleistung (Watt)**	400	400
Ladezeit (h)	6–12	6–12
Batterien (V/Ah)	2 x 12/40	2 x 12/40
Bereifung (Zoll)	10	10/11,5
Max. Zuladung (kg)	136	136
Gewicht inkl. Batterien (kg)	82	82
Artikel-Nr.	100120	100122
Preis (Euro)	2.327,73	2.604,20

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

* einstellbar

** Dauerleistung