

	<b>G-104</b>	<b>G-201</b>
<b>HMV-Nr.</b>	<b>10.46.01.0008</b>	<b>10.46.01.1004</b>
Bezeichnung	Gehgestell, starr	Gehgestell, reziprok
Breite zwischen Handgriffen (cm)	44	45
Rahmenbreite (cm)	58,5	58,5
Rahmenhöhe (cm)	82–92	82–92
Rahmentiefe (cm)	45	47
Maß gefaltet L x B x H (cm)	83 x 58 x 9,5	83 x 53 x 11
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130
Gewicht (kg)	2,3	2,7
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>315</b>	<b>320</b>
<b>Preis (Euro)</b>	<b>115,00<sup>#</sup></b>	<b>127,00<sup>#</sup></b>

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.

<sup>#</sup>: MwSt. 7%