

# Primo Amico II

## Leichtgewicht Faltrollstuhl



HMV Nr. 18.50.02.\*\*\*\*

### Standardausstattung

- Alle Sitzhöhen\*\* ohne zusätzliches Material einstellbar
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Seitenteile
- Beinstütze: Entriegelung auch unter Belastung möglich
- Seitenrahmen aus Aluminium
- Adapterplatte: nach vorne oder nach hinten montierbar
- 3 cm Radstandverlängerung durch drehen der Adapterplatte
- Trommelbremse:
  - Bowdenzug direkt an Bremsträger montiert
  - Bremsträger direkt an der Adapterplatte montierbar
- Sitztiefen-Einstellung: Einfaches Verstellen durch Klettband



Bestellpositionen	
Sitzbreite (cm) <input type="checkbox"/> 36* <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 51*	Seitenteile (Paar) <input type="checkbox"/> desk, höhenverstellbar
Sitzhöhe werkseitiger Umbau* (cm) <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> lang, höhenverstellbar
Radstandverlängerung <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 7 cm*	Bremsen <input checked="" type="checkbox"/> Feststellbremse
Beinstützen (Paar) <input type="checkbox"/> abnehmbar, nach innen/außen schwenkbar	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Begleitperson inkl. Steckachse
<input type="checkbox"/> waagrecht höhenverstellbar*	Antriebsräder <input checked="" type="checkbox"/> 24" mit Steckachse, PU <input type="checkbox"/> 24" Luft*
	Lenkräder <input checked="" type="checkbox"/> 7" PU <input type="checkbox"/> 7" Vollgummi <input type="checkbox"/> 7 x 1 3/4" Luft*

Optionales Zubehör				
<input type="checkbox"/> Amputationsauflage, links Art. Nr. 410016 € 82,- 	<input type="checkbox"/> Amputationsauflage, rechts Art. Nr. 410015 € 82,- 	<input type="checkbox"/> Therapietisch 35-45 cm Art. Nr. 402270 € 128,- 	<input type="checkbox"/> Anti-Kipp-Stützen (Paar) Art. Nr. 402584 € 80,- 	<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung Art. Nr. 403045 € 30,- 
<input type="checkbox"/> Einkaufsnetz Art. Nr. 400351 € 10,- 	<input type="checkbox"/> Faltsperre Art. Nr. 410017 € 49,- 	<input type="checkbox"/> Fussbrett Art. Nr. Diverse € 59,- 	<input type="checkbox"/> Greifreifenüberzüge, gerillt Art. Nr. Diverse € 44,- 	<input type="checkbox"/> Griffe, höhenverstellbar Art. Nr. Diverse € 94,- 
<input type="checkbox"/> Kopfstütze Art. Nr. 400810 € 232,- 	<input type="checkbox"/> Personenrückhaltesystem Art. Nr. 400791 € 575,- 	<input type="checkbox"/> Rollstuhlset Art. Nr. Diverse € 68,- 	<input type="checkbox"/> Regencape Art. Nr. Diverse € 90,- 	<input type="checkbox"/> Schlupfsack Thermo Art. Nr. 401708 € 191,- 
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt Art. Nr. 402101 € 24,- 	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Sito Art. Nr. Diverse € 26,- 	<input type="checkbox"/> Speicherschutz Art. Nr. 402206 € 53,- 	<input type="checkbox"/> Stockhalter Art. Nr. 402240 € 18,- 	

Alle Preise in Euro, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. \*gegen Aufpreis \*\*außer Sitzhöhe 53 cm

### Rechnungsanschrift

Kundennummer \_\_\_\_\_

Name/Firma \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

### Lieferanschrift (falls abweichend von Absender Anschrift)

Kundennummer \_\_\_\_\_

Name/Firma \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

