

# Bestellbogen Sonderbau Rollstuhl VU 45

– Für die Zusammenstellung des Rollstuhles  
bitte Rückseite beachten –



## Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_  
 Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Name des Bestellers: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_  
 Patientengewicht: \_\_\_\_\_ kg

### Außenbreite Rollstuhl: Sitzbreite + 19 cm

<b>Farbe:</b>	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> türkis	<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> gelb		
<b>Sitzbreite:</b>	<input type="checkbox"/> 50 cm	<input type="checkbox"/> 55 cm	<input type="checkbox"/> 60 cm	<input type="checkbox"/> 65 cm	<input type="checkbox"/> 70 cm	<input type="checkbox"/> 75 cm	<input type="checkbox"/> 80 cm
<b>Seitenteile:</b>	<input type="checkbox"/> Desk	<input type="checkbox"/> Desk höhenverstellbar*	<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> Lang höhenverstellbar*			
<b>Bremsen:</b>	<input type="checkbox"/> Feststellbremsen, Paar		<input type="checkbox"/> Trommelbremse Fahrer und Begleitperson* (keine Steckachse möglich)				
	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Fahrer* (keine Steckachse möglich)						
<b>Bereifung:</b>	<input type="checkbox"/> PU-Bereifung vorne und hinten* (aus Sicherheitsgründen generell ab 120 kg Patientengewicht)						
	<input type="checkbox"/> Luftbereifung vorne und hinten						
<b>Beinstützen:</b>	<input type="checkbox"/> mit Fußplatten		<input type="checkbox"/> mit Fußbrett abklappbar* <small>generell ab Sitzbreite 60 cm und ab einem Patientengewicht von 130 kg erforderlich</small>				
	<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht verstellbar, Paar*						
	<input type="checkbox"/> Stumpfaufgabe*		<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links			
<b>Sitztiefe:</b>	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm*	<input type="checkbox"/> 50 cm*	<input type="checkbox"/> 55 cm*	<input type="checkbox"/> 60 cm*		
<b>Sitzhöhe:</b>	<input type="checkbox"/> 50 cm	<input type="checkbox"/> 47 cm*	<input type="checkbox"/> 45 cm*	<input type="checkbox"/> 43 cm*			
<b>Sitz:</b>	<input type="checkbox"/> Sitzbespannung Kunstleder			<input type="checkbox"/> Sitzbespannung PlastEX (reißfestes Nylongewebe)			
	<input type="checkbox"/> feste Sitzplatte* (ab 120 kg Patientengewicht erforderlich)						
	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Standard*			<input type="checkbox"/> Sitzkissen Kunstleder*			
	<input type="checkbox"/> Sitzgurtsystem mit Klett verstellbar, incl. Sitzkissen Kunstleder*						
<b>Rücken:</b>	<input type="checkbox"/> Rückenbespannung Kunstleder			<input type="checkbox"/> Rückenbespannung PlastEX (reißfestes Nylongewebe)			
	<input type="checkbox"/> festes Rückenbrett*			<input type="checkbox"/> Rückengurt mit Klett verstellbar, incl. Rückenkissen*			
	<input type="checkbox"/> Rückenkissen Kunstleder*						
	<input type="checkbox"/> Rückenlehnenverstellung 30°*			<input type="checkbox"/> Rückenlehnenverstellung 45°*			
	<input type="checkbox"/> Rückenlehnenverstellung 90°, incl. waagrecht verstellbaren Beinstützen und Kippschutz*						
	<input type="checkbox"/> Schiebehilfe für 90° Rückenverstellung (bei Liegendposition)*						
	<input type="checkbox"/> Rückenlehnenverlängerung 30 cm steckbar*			<input type="checkbox"/> Querstange für Rückenlehne*			
	<input type="checkbox"/> Kopfstütze mit Querstange und Halterung*			<input type="checkbox"/> Schiebegriffe abklappbar für Transport*			
	<input type="checkbox"/> verstellbare Verlängerung der Schiebegriffe*						
<b>Sonstiges:</b>	<input type="checkbox"/> Kippschutz (Antikippkörper), Paar*			<input type="checkbox"/> Kippschutz, höhenverstellbar, Paar*			
	<input type="checkbox"/> Kippschutz für vorne (seitlich ausstellbare Kippkörper)*			<input type="checkbox"/> Radstandverlängerung, Paar*			
	<input type="checkbox"/> Einhandbedienung*	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> Speichenschutz transparent, Paar*			
	<input type="checkbox"/> Sitzbreitenverringern mittels Kurbel bei engen Türen*						
	<input type="checkbox"/> Schwerpunktverlagerung nach vorne, mit Kippschutz, dadurch leichteres Schieben für Begleitperson*						

Frachtkosten je Rollstuhl: 45,- Euro

Die mit \* gekennzeichneten Teile sind gegen Aufpreis erhältlich.

Die Standardpreise für die jeweiligen Sitzbreiten mit dem entsprechenden Patientengewicht entnehmen Sie unserer jeweils gültigen Sonderbau-Preisliste, ebenso die Aufpreise für die Optionen.

Für bestellte Rollstühle im Sonderbau besteht eine generelle Abnahmeverpflichtung des Bestellers. Eine Rücknahme oder Storno eines bereits bestellten Rollstuhles kann unsererseits nicht erfolgen.

Datum

Stempel/Unterschrift Besteller

Um eine optimale und sichere Versorgung des Patienten durchzuführen sind bei den jeweiligen Sitzbreiten und Benutzergewichten die nachfolgenden Rollstuhlkonfigurationen erforderlich.  
Die Preiszusammenstellung können Sie aus der jeweils gültigen Preisliste errechnen.

## Rollstuhl

SB 50 cm	130 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, Hinterrad 24" PU Bereifung, Vorderräder 200 x 50 PU Bereifung, Hinterradachse 12 mm, Speichen Standard 1,8 mm
SB 55 cm	130 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 1,8 mm, festes Sitzbrett
SB 55 cm	150 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 3 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen
SB 60 cm	130 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 12 mm, Speichen 1,8 mm, festes Sitzbrett, Fußbank
SB 60 cm	150 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 3 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 60 cm	170 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 60 cm	190 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 65 cm	130 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 12 mm, Speichen 1,8 mm, festes Sitzbrett, Fußbank
SB 65 cm	150 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 3 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 65 cm	170 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 65 cm	190 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 70 cm	140 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 3 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 70 cm	150 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 3 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 70 cm	170 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 70 cm	190 kg	Faltrollstuhl, doppelte Schere, verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank
SB 75 cm	200 kg	
SB 80 cm	250 kg	Faltrollstuhl, doppelte-dreifach Schere (6 Scherenrohre), verstärkter Rahmen, PU Bereifung, Hinterradachse 15 mm, Speichen 4-5 mm, Gurtsystem mit Sitz- & Rückenkissen, Fußbank