

# Bestellbogen Sonderbau Toilettenrollstuhl

## Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_  
Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Land: \_\_\_\_\_  
Name des Bestellers: \_\_\_\_\_  
**Kommission:** \_\_\_\_\_  
Patientengewicht: \_\_\_\_\_ kg



## Toilettenrollstuhl mit Räder

### Ausstattung:

4 Räder 200 x 50 PU, Vorderräder bremsbar, Hinterräder schwenkbar, Armlehnen abschwenkbar, Beinstützen mit Fußbrett höheneinstellbar, mit Sitzauflage schwarz, Sitzplatte mit Öffnung Kunstleder schwarz, feste Rückenplatte, Eimer, Schiebestange 45°, max. Belastbarkeit 200 kg bei jeder Sitzbreite

**Farbe:**     blau         türkis         bordeaux

**Sitztiefe:**     40 cm (Standard)         45 cm\*         50 cm\*         55 cm\*        (\* gegen Aufpreis)

**Sitzbreite:**     50 cm  
 55 cm  
 60 cm  
 65 cm  
 70 cm  
 75 cm  
 80 cm

### Optionen:

Alle 4 Räder schwenkbar mit Feststellbremse (ohne Fußbrett)\*  
 zusätzlich Vorderräder mit Richtungsfeststeller\*  
 Sitzplatte in Kunststoff PP, Plattenstärke nach Patientengewicht\*  
 Änderung Sitzhöhe\*  
 Rückenlehne gerade (dadurch Toilettenüberfahrbar)\*

Frachtkosten je Toilettenrollstuhl: 45,- Euro

Die mit \* gekennzeichneten Teile sind gegen Aufpreis erhältlich.

Die Standardpreise für die jeweiligen Sitzbreiten mit dem entsprechenden Patientengewicht entnehmen Sie unserer jeweils gültigen Sonderbau-Preisliste, ebenso die Aufpreise für die Optionen.

Für bestellte Rollstühle im Sonderbau besteht eine generelle Abnahmeverpflichtung des Bestellers. Eine Rücknahme oder Storno eines bereits bestellten Rollstuhles kann unsererseits nicht erfolgen.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift Besteller