

Primo Basico

Standard-Faltrollstuhl



HMV Nr. 18.50.02.****

Standardausstattung

- Rahmenfarbe silber-metallic
- Seitenteile, nach hinten abschwengbar, Desk oder Lang
- Beinstütze, abnehmbar, nach innen und außen schwenkbar
- Feststellbremse
- Radstandverlängerung 3 cm
- Sitzbreite 48/51 cm bis 140 kg belastbar
- Ab Sitzbreite 48 cm mit Doppelkreuzstrebe
- SitzhöhenEinstellung 48-51 cm
- Standard Sitzhöhe 51 cm
- Antriebsrad 24" mit Steckachse, PU
- Lenkrad 7", PU



Bestellpositionen	
Sitzbreite (cm)	<input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 51
Seitenteile (Paar)	<input type="checkbox"/> desk <input type="checkbox"/> desk, höhenverstellbar* <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/> lang, höhenverstellbar*
Beinstützen (Paar)	<input type="checkbox"/> abnehmbar, nach innen/außen schwenkbar <input type="checkbox"/> waagrecht höhenverstellbar
Radstandverlängerung	<input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 7 cm
Bremsen	<input type="checkbox"/> Feststellbremse <input type="checkbox"/> Trommelbremse für Begleitperson inkl. Steckachse
Antriebsräder	<input type="checkbox"/> 24" mit Steckachse, PU <input type="checkbox"/> 24" Luft*
Lenkräder	<input type="checkbox"/> 7" PU <input type="checkbox"/> 7" Vollgummi <input type="checkbox"/> 7 x 1 3/4" Luft*

Optionales Zubehör				
<input type="checkbox"/> Amputationsauflage, links Art. Nr. 410016 € 82,- 	<input type="checkbox"/> Amputationsauflage, rechts Art. Nr. 410015 € 82,- 	<input type="checkbox"/> Anpassrücken Velco Art. Nr. 0000 € 00,- 	<input type="checkbox"/> Anti-Kipp-Stützen (Paar) Art. Nr. 402584 € 80,- 	<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung Art. Nr. 403045 € 30,- 
<input type="checkbox"/> Einkaufsnetz Art. Nr. 400351 € 10,- 	<input type="checkbox"/> Faltsperre Art. Nr. 410017 € 49,- 	<input type="checkbox"/> Fussbrett Art. Nr. 0000 € 00,- 	<input type="checkbox"/> Greifreifenüberzüge, gerillt Art. Nr. Diverse € 44,- 	<input type="checkbox"/> Griffe, höhenverstellbar Art. Nr. Diverse € 94,- 
<input type="checkbox"/> Kopfstütze Art. Nr. 400810 € 232,- 	<input type="checkbox"/> PD-6 Schiebehilfe (12 Ah) Art. Nr. 861-02 € 2.958,- 	<input type="checkbox"/> Rollstuhlset Art. Nr. Diverse € 68,- 	<input type="checkbox"/> Regencape Art. Nr. Diverse € 90,- 	<input type="checkbox"/> Schlupfsack Thermo Art. Nr. 401708 € 191,- 
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt Art. Nr. 402101 € 24,- 	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Sito Art. Nr. Diverse € 26,- 	<input type="checkbox"/> Speichenschutz Art. Nr. 402206 € 53,- 	<input type="checkbox"/> Stockhalter Art. Nr. 402240 € 18,- 	<input type="checkbox"/> Therapietisch 35-45 cm Art. Nr. 402270 € 128,- 

* gegen Aufpreis

Rechnungsanschrift

Kundennummer _____

Name/Firma _____

Straße/Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

Email _____

Lieferanschrift (falls abweichend von Absender Anschrift)

Kundennummer _____

Name/Firma _____

Straße/Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

Email _____