

Serena

Pflege-rollstuhl



HMV Nr. 18.50.02.7049

Standardausstattung

- Stahlrahmen, silber, klappbar
- Rahmen 1 Sitzbreite 40 cm bis 45 cm
- Rahmen 2 Sitzbreite 48 cm bis 53 cm
- Sitzbreiten der jeweiligen Rahmen stufenlos einstellbar
- Sitzkissen Dartex, anatomisch geformt, Bezug abnehmbar
- Rückenpolster Dartex, anatomisch geformt, Bezug abnehmbar
- Rückenwinkel verstellbar von -8° bis +30°
- Sitzneigung verstellbar von -9° bis +30°
- Schiebestange höheneinstellbar, verdrehsicher
- Feststellbremse mit langem Bremshebel
- Lenkräder 7", Antriebsräder 24" PU
- Seitenteile höheneinstellbar, Armlehnen tiefeneinstellbar
- Kopfstütze PU, tiefen- und höheneinstellbar
- Anti-Kipp-Stützen
- Schwenkbare, abnehmbare, waagrecht verstellbare Beinstützen, Längenausgleich manuell einstellbar, Wadenplatten tiefen- und höheneinstellbar
- Sitztiefe einstellbar von 41 cm bis 50,5 cm
- Sitzhöhe Standard 53 cm (inkl. 9 cm Sitzpolster)
- Zugelassen bis 130 Kg



Abb. mit Option Seitenpelotten und Abduktionskeil

Bestellpositionen		
Bezeichnung	Beschreibung	Preis
<input type="checkbox"/> Serena Rahmen 1	Sitzbreite 40 cm bis 45 cm	€ 2.605,-
<input type="checkbox"/> Serena Rahmen 2	Sitzbreite 48 cm bis 53 cm	€ 2.605,-
<input type="checkbox"/> Feststellbremse		

Sitzhöhe				
Bezeichnung	Zubehör	Bereifung vorne	Bereifung hinten	Radgabel
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 53 cm (Standard)	inkl. 9 cm Sitzpolster	Rad 7"	Rad 24"	Radgabel Bohrung 1 von unten
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 52,5 cm	inkl. 9 cm Sitzpolster	Rad 7"	Rad 22"	Radgabel Bohrung 2 von unten
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 51 cm	inkl. 9 cm Sitzpolster	Rad 7"	Rad 20"	Radgabel Bohrung 3 von unten
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 55,5 cm	inkl. 9 cm Sitzpolster	Rad 8"	Rad 24"	Radgabel Bohrung 1 von unten
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 54 cm	inkl. 9 cm Sitzpolster	Rad 8"	Rad 24"	Radgabel Bohrung 2 von unten
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 54 cm	inkl. 9 cm Sitzpolster	Rad 7"	Rad 12" mit TB	Radgabel Bohrung 1 von unten

Optionales Zubehör

- Abduktionskeil anatomisch geformt, Dartex-Bezug € 89,- Art. Nr. 411002
- Paar Seitenpelotten, anatomisch geformt, manuell einstellbar € 144,- Art. Nr. 411001/000
- Therapietisch Acrylglas für Sitzbreite 38 cm bis 45 cm € 128,- Art. Nr. 402271
- Therapietisch Makrolon für Sitzbreite 48 cm bis 53 cm € 230,- Art. Nr. 402299
- Trommelbremse zur Bedienung für Begleitpersonen € 180,-



Alle Preise empf. Bruttoverkaufspreis zzgl Mwst

Rechnungsanschrift

Kundennummer _____

Name/Firma _____

Straße/Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

Email _____

Lieferanschrift (falls abweichend von Absender Anschrift)

Kundennummer _____

Name/Firma _____

Straße/Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

Email _____