

Bitte drucken Sie sich diesen Anpassbogen aus und nehmen ihn mit zur Vermessung des Kunden. Achten Sie darauf, dass alle geforderten Werte ermittelt und in diesen Anpassbogen entsprechend eingetragen sind. Nun müssen Sie lediglich diese Werte in den Konfigurator übertragen. Danach können Sie sich den Kostenvoranschlag zur Vorlage ausdrucken oder gleich die Bestellung auslösen.

## Rahmen

Die maximale Belastbarkeit und die gewünschte Sitzbreite ergeben den Grundpreis. Der Rollator ist in silber erhältlich.

**Gewicht (kg)**                      150       180       210       250       300       400

**Sitzbreite (cm)**                  Standard: 60       65       70       75       80       90  (bei 400 kg nur 90 cm möglich)  
(60 cm und 65 cm nur bis 210 kg möglich)

Die Gesamtbreite ist die jeweils gewählte Sitzbreite plus 22 cm.

**Sitztiefe (cm)**                  Standard       45       55       60  (45 – 60 nur ab 300 kg möglich)  
Standard von 25cm bei Sitzbreite 60-65 cm. Bei Sitzbreite > 65 cm erhöht sich der Standard auf 35 cm.

**Sitzhöhe (cm)**                  45       55       60   
Bei einer Sitzhöhe von 45 cm ist der Rollator nicht mehr faltbar!

## Bremsen

**Ausführung der Bremse**                  Standard: Beidseitig                   Bremse auf rechts                   Bremse auf links

## Sonstiges

**Schiebegriffe & Armauflagen**                  Standard: Schiebegriffe ohne Armauflagen   
Verlängerte Schiebegriffe ohne Armauflagen   
Verlängerte Schiebegriffe mit Armauflagen

**Daten erfasst am** \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_