





Bitte drucken Sie sich diesen Anpassbogen aus und nehmen ihn mit zur Vermassung des Kunden. Achten Sie darauf, dass alle geforderten Werte ermittelt und in diesen Anpassbogen entsprechend eingetragen sind. Nun müssen Sie lediglich diese Werte in den Konfigurator übertragen. Danach können Sie sich den Kostenvoranschlag zur Vorlage ausdrucken oder gleich die Bestellung auslösen.

Rahmen

Die maximale Belastbarkeit und die gewünschte Sitzbreite ergeben den Grundpreis.

Gewicht (kg)	130 <input type="checkbox"/>	140 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	170 <input type="checkbox"/>	190 <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>	250 <input type="checkbox"/>	300 <input type="checkbox"/>	350 <input type="checkbox"/>
Sitzbreite (cm)	50 <input type="checkbox"/>	55 <input type="checkbox"/>	60 <input type="checkbox"/>	65 <input type="checkbox"/>	70 <input type="checkbox"/>	75 <input type="checkbox"/>	80 <input type="checkbox"/>	85 <input type="checkbox"/>	90 <input type="checkbox"/>
	95 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>							

Rahmenfarbe

Farbwahl ist kostenneutral:  Aubergine  Schwarz  Blau  Weissalu

Seitenteile

Art des Seitenteils

Standard: Desk <input type="checkbox"/>	Desk höhenverstellbar <input type="checkbox"/>
Standard: Lang <input type="checkbox"/>	Lang höhenverstellbar <input type="checkbox"/>

Sitzbreitenerweiterung
Sitzbreitenerweiterung durch Seitenteile (Paar)

Armschalen

Komfortable Armschalen passen an alle Seitenteile:

Rechte Armschale
Linke Armschale

Rücken

Rückenlehne

Standard: Kunstleder	<input type="checkbox"/> Feste Rückenplatte	<input type="checkbox"/>
Rückenlehnenverstellung 30°	<input type="checkbox"/> Rückenlehnenverstellung 45°	<input type="checkbox"/>
Rückenlehnenverstellung 85° inkl. BW und Kippschutz		<input type="checkbox"/>

Rückenhöhe (cm)

Standard: 40 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Steckbare Rückenverlängerung (cm)

Standard: Keine Rückenverlängerung <input type="checkbox"/>	30 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Beinstützen

Bei Auswahl einer Stumpfauflage ist die Radstandsverlängerung automatisch mit dabei.

Beinstützen Rechts	Standard <input type="checkbox"/>	Stumpfauflage <input type="checkbox"/>	Waagrecht <input type="checkbox"/> (nicht bei Rückenlehnenverstellung 85° möglich)
Beinstützen Links	Standard <input type="checkbox"/>	Stumpfauflage <input type="checkbox"/>	Waagrecht <input type="checkbox"/> (nicht bei Rückenlehnenverstellung 85° möglich)

Sitz

Sitztiefe (cm) Standard: 40 45 50 55 60

Ab einer Sitztiefe von 50cm ist ein Kippschutz Pflicht und muss unten dazu gewählt werden.

Sitzhöhe (cm) 40 43 45 47 Standard: 50 52 55

Sitzkissen

Sitz- und Rückengurtsystem

Ab einem Gewicht von 150 kg ist diese Ausstattung bereits Standard und muss nicht extra ausgewählt werden.

Bremsen

Art der Bremse Standard: Feststellbremse **Trommelbremse:** ohne Steckachse mit Steckachse

Steckachsen sind nur bis 170 kg verfügbar.

Einhandbedienung Standard: Keine Einhandbedienung Rechts Links

Bremshebelverlängerung (Paar)

Nur möglich, wenn keine Einhandbedienung gewählt wurde!

Die Verlängerung beträgt 8 cm.

Sonstiges

Schiebegriffe Standard: Schiebegriffe Verlängerte Schiebegriffe

Querstange Schiebestange Schiebegriffe abklappbar

Kopfstütze mit Halterung

Radstandverlängerung (Paar)

Der Radstand wird um 3 cm verlängert. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie einen noch längeren Radstand benötigen!

Kippschutz Kippschutz Basisausführung Schwerpunktverlagerung nach vorne, inkl. Kippschutz

Daten erfasst am _____

Name

Anschrift

Telefon

E-Mail